



－適正使用に欠かせないお知らせです。必ずお読みください。－

ネオシールド関連製品 添付文書改訂のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、ネオシールド関連製品に関しまして、下記のとおり、添付文書を改訂いたしましたのでご案内いたします。今後のご使用に際しましては、下記内容を参照願います。

謹白

記

改訂内容

改訂内容は以下となります。1,2の詳細は別紙をご参照ください。

1. ネオシールドトランスファーとネオシールドバイアルカバーの接続位置に関する使用方法及び注意事項を追加記載しました。(接続位置がずれた状態で押し込むと、ネオシールドトランスファーが破損する事例を確認したため。)
2. 【形状・構造及び原理等】〈原材料〉に潤滑剤のシリコンオイルを追加記載しました。
3. その他、文言を変更しました。

改訂添付文書を同梱した製品の生産時期

販売名	届出番号	生産予定時期
ネオシールドトランスファー	34B1X00001000085	2019年4月22日
ネオシールドバイアルカバー	34B1X00001000092	2019年4月22日
ネオシールドバッグアダプタ	34B1X00001000086	2019年6月3日
ネオシールドプラグ	34B1X00001000087	2019年4月22日
ネオシールドマルチスパイク	34B1X00001000096	2019年4月22日

* 流通在庫の状況により、改訂した添付文書が同梱された製品がお手元に届くまでに日数を要しますが、ご了承ください。

以上

最新の添付文書情報は、以下のホームページに掲載されますので、併せてご参照ください。

- 弊社ホームページ (URL: <http://www.jms.cc/>)
- 医薬品医療機器総合機構情報提供ホームページ (URL: <http://www.pmda.go.jp/>)

製造販売業者

株式会社ジェイ・エム・エス お問い合わせ先

ホスピタルプロダクツビジネスユニット営業部

TEL 03-6404-0601