





オプション

ポールスタンド
(IVポール 8本タイプ)



アタッチポール T
(前面用)

アタッチポール J
(側面用)



ハンドル



専用コード

ポントワン



輸液ポンプ用
「L型固定ベース」



シリンジポンプ用
「L型固定ベース」



「ベースキャッチャー」
※ブルーウッズ本体に使用する場合は不要です。

仕 様

品 名	品 番	JANコード	付属品	梱包単位
ブルーウッズ(黒色)	JM-CS10	4987494087310	輸液ポール2本	1台
ブルーウッズ(水色)	JM-CS10B	4987494087327	輸液ポール2本	1台
ブルーウッズ(桜色)	JM-CS10P	4987494087341	輸液ポール2本	1台
ポールスタンド(IVポール 8本タイプ)	JM-CS10IVP8	4987494238828		1本
アタッチポール T(前面用)	JM-CS10APT	4987494085286		1本
アタッチポール J(側面用)	JM-CS10APJ	4987494094646		1本
ハンドル	JM-CS10HBK	4987494230457		1本
専用コード 60cm	JM-CS10AC10	4987494087716		10本
専用コード 80cm	JM-CS10AC1080	4987494238842		10本
輸液ポンプOTシリーズ(2P)用電源コード0.5m	JM-OTAC05M	4987494074204		1本
ポントワン(輸液ポンプ用)「L型固定ベース」	JM-POY	4987494068913		1台
ポントワン(シリンジポンプ用)「L型固定ベース」	JM-POS	4987494068920		1台
ポントワン(ベースキャッチャー)「L型固定ベース」	JM-POBC	4987494068937		1台
ブルーウッズ NV	JM-CS14NVB	4987494069286		1台

※ブルーウッズは専用電源コード別売 (ブルーウッズ NVは専用コードを付属しています)

JMS 多目的スタンド

人と医療のあいだに...



BLUE WOODS

ブルーウッズ

Slim
Simple
Stylish



輸液装置の設置と
電源コードをスマートに...

JMS 製品に限らず、輸液装置全般が設置可能です。

特許 第5324541号

多目的スタンド『ブルーウッズ』

最大 10 台の輸液装置を安全に設置

- ✓ スリムなタワー型の省スペース設計により、ブルーウッズ 1 台に最大 10 台の輸液装置が設置可能です。
- ✓ ベッド周りが整理されるので、処置や装置の移動が容易になります。

電源コードの取り扱いをスマートに



- ✓ 専用電源コード（別売）は短く、コード管理がスマートになります。

自由なアタッチメント



- ✓ 正面及び左・右の各 4 箇所（計 12 箇所）のポケットを配置しています。
- ✓ 使用目的に応じて付属品の設置が可能です。


移動がスムーズ、楽らく



- ✓ 移動に配慮した大型キャスターを採用しています。
- ✓ 最小径の足まわりにより、運搬時にもキャスターが引っかかりにくい設計になっています。
- ✓ ストッパーは 2 箇所に配置し、安全面も考慮されています。

BLUE WOODS

ブルーウッズ



設置イメージ

Slim
Simple
Stylish

PONT ONE

ポントワン



輸液ポンプ用
『L型固定ベース』



『ベースキャッチャー』



シリンジポンプ用
『L型固定ベース』

輸液装置の取り付けが簡単！ 収納も便利！


- ✓ 従来の「ねじ式固定」からワンタッチ式になり、労力が軽減されます。

点滴スタンド+『ポントワン』



- 輸液ポンプにポントワンを取り付けたまま収納も可能なので、MEセンターでの管理も便利です。


- 点滴スタンドに取り付けるだけで、L型固定ベースを自由な位置に設置できます。



『ブルーウッズ』への取付はもっと簡単!!

- ✓ 多目的スタンド『ブルーウッズ』への取り付けは、ポケットにはめるだけなので、さらに取り付けが容易です。

ブルーウッズ+『ポントワン』



- シリンジポンプの操作面が見やすい角度に設計されています。

多目的スタンド『ブルーウッズ NV』

- ✓ ICUなど10台以上の輸液装置の設置が必要なケースに対応できる、最大14台まで設置できるタイプです。
- ✓ 上部にはモニターが設置でき、集中的治療時にもベッド回りをコンパクトに整理出来ます。
- ✓ ポールには位置決めの突起が等間隔でついているため、設置の目安として活用できます。
- ✓ キャスターをバランスよく8個設置しており、最大14台の輸液装置を取り付けても安定する設計です。
- ✓ 超大型のキャスターを採用しているため、移動もスムーズです。

