

# JMS

## エクステンション チューブ





先端形状

## コンパクトなロックコネクタ

輸液セットや輸血セットと接続してチューブを延長したり、  
シリンジポンプを用いた側管からの薬液投与の際に使用可能

DEHP可塑剤を使用せずTOTM可塑剤を使用した  
エキステンションチューブ

## ■ JMS エキステンションチューブ



| 品 番         | JANコード        | チューブ仕様 |       |       | 先 端 | 入 数          |
|-------------|---------------|--------|-------|-------|-----|--------------|
|             |               | 内 径    | 長 さ   | 内容量   |     |              |
| JV-ND1050LE | 4987494266074 | 1.0mm  | 50cm  | 0.4ml | ロック | 50本× 8箱=400本 |
| JV-ND1100LE | 4987494266081 | 1.0mm  | 100cm | 0.8ml | ロック | 50本× 8箱=400本 |
| JV-ND2050LE | 4987494266098 | 2.5mm  | 50cm  | 2.5ml | ロック | 50本×16箱=800本 |
| JV-ND2100LE | 4987494266104 | 2.5mm  | 100cm | 5.0ml | ロック | 50本×16箱=800本 |

JMSエキステンションチューブ（医療機器認証番号：16100BZZ01433000）



製造販売業者  
株式会社 ジェイ・エム・エス

〒140-0013 東京都品川区南大井1丁目13番5号 新南大井ビル  
<http://www.jms.cc/>