

ワクチン接種用シリンジ

針埋込型及び針なし

デッドスペースを減らし薬液の無駄をなくしたタイプです



気密性に優れたガスケットは、動きも滑らかで、プランジャーの吸引・注入操作をスムーズにおこなえます。



ガスケットストッパーを設けていますので、誤ってプランジャーを引きすぎても抜けにくくなっています。



針埋込型タイプ

デッドスペースを減らし、薬液の無駄をなくしました。注射部位に応じ、針の長さ13mm、16mmを26G、27Gそれぞれにラインナップ。



プランジャー
ライムグリーン

針なし (ローデッドスペース) タイプ

シリンジ本体の先端部内径を小さくしたローデッドスペースタイプ。



プランジャー
ライムグリーン



容量	品番	JANコード	ゲージ	針の長さ	刃面	梱包単位
1mL	JS-VM2613R	4987494289202	26G (0.45mm)	1/2"(13mm)	RB	100本×20箱=2,000本
1mL	JS-VM2713R	4987494289219	27G (0.4mm)	1/2"(13mm)	RB	100本×20箱=2,000本
1mL	JS-VM2616R	4987494344864	26G (0.45mm)	5/8"(16mm)	RB	100本×20箱=2,000本
1mL	JS-VM2716R	4987494347131	27G (0.4mm)	5/8"(16mm)	RB	100本×20箱=2,000本

医療機器承認番号：22600BZX00492000 JMS予防接種用針埋込型シリンジ

滅菌方法：電子線滅菌

容量	品番	JANコード	ゲージ	針の長さ	刃面	梱包単位
1mL	JS-SM01CLDS	4987494337286	針なし	-	-	100本×20箱=2,000本

医療機器承認番号：34B1X00001000050 JMSシリンジ (マイクロ)

滅菌方法：電子線滅菌

製造販売業者

株式会社 ジェイ・エム・エス

〒730-8652 広島市中区加古町12番17号

<https://www.jms.cc/>

お問合せ先

カスタマーサポートセンター

0120-923-107

csc@jms.cc