



感染対策

JMSニードルレスアクセスポート (NLT)

針刺し事故の低減、そしてフラット形状により、デッドスペースが少なく、感染リスクを低減します。




NLT専用ロックコネクタ付延長チューブ



医療機器認証番号: 16100BZZ01433000
販売名: JMSエキステンションチューブ

セーフティAVF

針を収納することにより、透析終了後から廃棄までの針刺し事故を防止します。



医療機器認証番号: 21500BZZ00294000
販売名: JMS AVFフィスチュラ

透析キット

必要な物品をキット化・滅菌処理をし、スタッフの省力化、患者さんの感染リスクを低減します。



医療機器承認番号: 21000BZZ00262000
販売名: JMS透析キット

ヘパフィルド® ヘパリンナトリウム製剤

透析における感染リスクの低減、効率化に貢献します。



製造販売元
株式会社大塚製薬工場
承認番号: 22300AMX00623 販売名: ヘパフィルド透析用150単位/mLシリンジ20mL
承認番号: 22300AMX00624 販売名: ヘパフィルド透析用200単位/mLシリンジ20mL
承認番号: 21800AMZ10242 販売名: ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL

緊急対応可能なタイプ (特注)



緊急時に離脱可能な
組合せです。
※使用前には、コネク
タ部の嵌合確認が必要
です。

人工腎臓用 血液回路

JMS BLOOD TUBING SET CATALOGUE



安心、そしてより安全な 医療環境をサポートします


AL/BL/VLキャップ

- ①カニューラコネクタ部をしっかりカバーします。
- ②AL/BLはキャップを外さずに短絡できます。
- ③カニューラコネクタ部をより清潔に確保できます。



カニューラコネクタキャップ

リサキュレーションキャップ



カニューラコネクタ

フリーロック

スライドロック



- 感染及び針刺し事故のリスクを低減します。

JMSニードルレス
アクセスポート (NLT)
を採用しています。

しっかり止める クランプ

- ①メインラインをしっかり閉塞する大型クランプです。
- ②サブラインをしっかり閉塞する小型クランプです。



エア トラップ チャンバ

用途目的によってサイズ、種類をお選び頂けます。



ルアロック コネクタ

プレフィルドシリンジなどのルアロックのシリンジとの接続が可能です。



アクセスポート

穿刺針を使用しないニードルレスアクセスポートです。

- ①感染防止
- ②ノーデッドスペース

NLT



広い穿刺部のゴムボタンポートもお選び頂けます。

ゴムボタンポート



JMSスパイラル
チャンバを
採用しています。

※JMS人工腎臓用血液回路
STのみ

- エアトラップチャンバ内における血液の流動状態を改善します。