

人と医療のあいだに…

JMS

CAPDバッグ加温器

らくと



特 長

ペリセートを
2バッグ同時に
加温することが
出来ます。



ペリセートを
縦に収納できるため
取り出しや補充が
簡単です。

仕 様

販売名	CAPDバッグ加温器 らくっと
品番	JM-CBWL02N
JANコード	4987494087266
定格電源	AC100V 50/60Hz
クラス分類	クラス I : 一般医療機器
電撃保護形式	クラス I 機器:B形装着部
最大消費電力	260VA
外形寸法	590(幅)×290(奥行)×370(高さ)mm
本体重量	5.7kg
使用周囲温度	10～35℃
加温及び保温温度	33～41℃

加温時間	4時間(ただし、室温20℃において、液温20℃、容量2000mLの透析液バッグを4バッグ収納したとき、バッグ加温部に接する2バッグの透析液が加温及び保温温度となる時間。)	
表示器	通電ランプ	通電中、ランプ点灯(緑色)
	ヒータランプ	ヒータ動作中、ランプ点灯(橙色)(2個) ヒータON : ランプ点灯 ヒータOFF : ランプ点灯
安全装置	電源ヒューズ	メイン回路 5A 2本
	過昇温防止器	50℃±5℃でヒーターへの通電を遮断する
	警報ブザー	過昇温防止器が作動した時に連動して警報を発する
医療機器届出番号	34B1X00001000060	
電磁両立性(EMC)	IEC60601-1-2:2001及びAmendment1:2004	

