

人と医療のあいだに…

JMS

Nadeshiko®

JMS Seamless Micro Catheter Nadeshiko For IVR Therapy

ナ
デ
シ
コ

- 先端外径寸法を1.9Frとし、高い血管選択性を実現しました。
- 内径は先端から手元まで0.020inchのノンテーパータイプなので、塞栓コイルの使用に適しています。
- 最大耐圧を1,200psi(8,400kPa)として高いフローを実現しました。
- ナデシコ独自のシームレスシャフトによる滑らかなシャフト硬度変化により、高い操作性を実現しました。



流量特性

造影剤名称	有効長 (cm)	注入速度 (mL/sec)			
		600psi(4,200kPa)	800psi(5,500kPa)	1,000psi(7,000kPa)	1,200psi(8,400kPa)
イオパミドール 300	110	1.4	1.7	2.2	2.7
	135	1.1	1.5	1.9	2.4
	150	1.0	1.4	1.5	2.2
イオパミドール 370	110	0.8	1.0	1.3	1.7
	135	0.6	0.8	1.1	1.5
	150	0.5	0.8	1.0	1.3

※パワーインジェクター使用による社内試験

注入条件 装置:マークVプロビス(日本メドラッド社製) 造影剤温度:37℃

規格一覧

品 番	有効長 (cm)	親水性 コーティング	先端形状	外径 (Fr)		最小内径 (inch/mm)	JANコード
				手元部	先端部		
JX-M15112719	110	ショート	ストレート 	2.7	1.9	0.020/0.51	4987494096305
JX-M15132719	135						4987494096336
JX-M11112719	110	スタンダード					4987494096312
JX-M11132719	135						4987494096329
JX-M11152719	150						4987494235049
JX-M10132719	135	ロング					4987494096343
JX-M81112719	110	スタンダード	スワンネック 				4987494235056
JX-M81132719	135						4987494235070
JX-M82112719	110	スタンダード	45° アングル 				4987494235063
JX-M82132719	135						4987494235087
JX-M93112719	110	スタンダード	ダブル アングル(Ⅱ) 				4987494096350
JX-M83132719	135						4987494235094

<製品仕様> 推奨ガイドワイヤ最大径: 0.018inch(0.46mm) 推奨ガイドワイヤカテーテル最小内径: 0.038inch(0.97mm)

最大耐圧: 1,200psi(8,400kPa) 付属品: 2.5mLシリンジ、1mLシリンジ各1本、インサーター

販売名: ナデシコ 医療機器承認番号: 21200BZZ00459000

保険償還区分: 血管造影用マイクロカテーテル オーバーザワイヤー/選択的アプローチ型/ブレードあり

製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。