



RAPITZ LOCK

ラピッツロック®

二重筒式遠沈管

内筒を外すだけ


ONE STEP

分離操作が簡単

操作のばらつきを低減

上清除去作業にピペット操作不要

使用方法



形状・部品構成



規格

品番	JANコード	梱包単位
JB-RPZ02	4987494313327	60本 × 2箱 = 120本

非医療機器

■詳細は、取扱説明書を参照してください。

※ラピッツロックは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。
※製品の仕様及び外観は、品質・性能改良のため予告なく変更することがあります。



販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
<http://www.jms.cc/>

■お問い合わせ先
ブラッドマネジメント&セルセラピー BU TEL 03-6404-0607
〒140-0013 東京都品川区南大井 1-13-5

2014.01.005A148-LP
2021.01.005E008-UP