

血液バッグ 自己血輸血用血液バッグ

採血針（17G）

全血の採血・保存・輸血用バッグ

- ◆ 200mLタイプと400mLタイプの2規格をラインアップ。
- ◆ 採血針は17Gのスーパーシンウォール針を採用。小さいゲージでも内径が大きく、スムーズな採血が可能。

自己血輸血用血液バッグ【医薬品】
〈JMS血液バッグ200（CPD入）/JMS血液バッグ400（CPD入）〉

■血液保存液（C P D液） 組成
クエン酸ナトリウム水和物……………2.630w/v%
クエン酸水和物……………0.327w/v%
ブドウ糖……………2.320w/v%
リン酸二水素ナトリウム……………0.251w/v%

※使用期限：2年間

※採血後の保存期間：21日間



JB-SC217130

Q 拡大



品番	JANコード	採血量	CPD液量	先端形状	梱包単位	添付文書
JB-SC217130	4987494131112	200mL	28mL	採血針（17G）	10個× 5箱 = 50個	Q
JB-SC417130	4987494131181	400mL	56mL	採血針（17G）	10個× 5箱 = 50個	Q

販売名：JMS血液バッグ200（CPD入） 承認番号：15000EZZ00782000

販売名：JMS血液バッグCPD400 承認番号：15900EZZ01076000

滅菌方法：高圧蒸気滅菌

製造販売元：株式会社ジェイ・エム・エス

ロックアダプタ

全血の採血・保存・輸血用バッグ

- ◆ 200mLタイプと400mLタイプの2規格をラインアップ。
- ◆ 手術室内等の清潔エリアでの採血に適しており、循環回路または留置針等からの採血に使用可能。

自己血輸血用血液バッグ【医薬品】
〈JMS血液バッグ200（CPD入）/JMS血液バッグ400（CPD入）〉

■血液保存液（CPD液） 組成
クエン酸ナトリウム水和物……………2.630w/v%
クエン酸水和物……………0.327w/v%
ブドウ糖……………2.320w/v%
リン酸二水素ナトリウム……………0.251w/v%

※使用期限：2年間

※採血後の保存期間：21日間



JB-SC200150

Q 拡大

品番	JANコード	採血量	CPD液量	先端形状	梱包単位	添付文書
JB-SC200150	4987494131167	200mL	28mL	ロックアダプタ	8個× 5箱 = 40個	Q
JB-SC400150	4987494131235	400mL	56mL	ロックアダプタ	8個× 5箱 = 40個	Q

販売名：JMS血液バッグ200（CPD入） 承認番号：15000EZZ00782000

販売名：JMS血液バッグCPD400 承認番号：15900EZZ01076000

滅菌方法：高圧蒸気滅菌

製造販売元：株式会社ジェイ・エム・エス