

腹膜透析液ペリセート包装変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、腹膜透析液ペリセートにつきまして、下記のとおり仕様を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

操作性の向上を目的として、ペリセートの外袋をブリスター包装に変更します。

ブリスター化に伴う変更点は以下の通りです。

■チューブ長を延長し、薬液バッグにはさんで固定

目的：チューブを薬液バッグで固定することにより、外袋から取り外す際のリングキャップ外れを防止するため。

対象：スタンダード規格（360N/400N/360NL/400NL）

※ツインバッグ規格のチューブ長変更はありません。



■外袋の変更

外袋の開封口を示す表記を無くし無地化した代わりに、開封口を認識しやすくするため大きな切れ込みを入れました。

また、製品ラベルにリサイクルマークを追加しました。

対象：スタンダード規格・ツインバッグ規格（360N/400N/360NL/400NL）



変更開始時期

2020年11月以降出荷分から順次切り替えいたします。

ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者までお問合せ願います。

以上

製造販売元

株式会社ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先

サージカル&セラピービジネスユニット 血液浄化営業部

TEL 03-6404-0602