

携帯型心電計

myBeat ホームECG 

スマートフォン・タブレットに心電図波形を表示
心電図波形の観察による健康管理にご利用いただけます



[利用シーン例]


- 訪問介護・看護
- 遠隔医療
- 在宅医療

専用アプリ「myBeat 心電計」をダウンロード



測定時間 40 秒

測定結果例



測定方法が選べます



I 誘導



V4 類似誘導



I 類似誘導



II 誘導

セット内容 (製品コード: 862-0010)

- myBeat ホーム ECG UHEm-1
医療機器認証番号 228AOBZX00010000
- myBeat ホーム ECG 用アタッチメント HAEem-1
医療機器届出番号 13B2X101900000003
- 収納ポーチ
- 医療機器添付文書
- 取扱説明書 (保証書)
- お試し用電池 型式 CR2032
- 「myBeat 心電計」操作説明書
- クイックスタートガイド
- 心電図まいにち測定しよう

主な仕様

販売名	myBeat ホーム ECG
型式	UHEm-1
一般的名称	テレメトリー式心電送信機
医療機器分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
寸法・重量	高さ 48.7× 幅 37.5× 奥行き 12.5mm 15.5g (電池除く)
電源	電池 型式 CR2032 1 個
電池寿命	連続 35 分 (マクセル株式会社電池使用)
耐用期間	6 年
使用環境	温度 +10 ~ +40℃ 湿度 10 ~ 95% (結露なきこと) 気圧 700 ~ 1060hPa

※測定結果については自己判断せずに必ず医師にご相談ください。
 ※測定結果に関わらず自覚症状がある場合は必ず医師にご相談ください。
 ※電磁波に影響を受ける医療機器 (植え込み型心臓ペースメーカー、植え込み型除動器など) と併用しないでください。
 ※本製品は国内でのみご使用になれます。海外ではご使用になれません。
 ※ご使用の際には、お客様の方で別途スマートフォンまたはタブレットおよび電池をご用意ください。なお、付属電池はお試し用です。早めに寿命が切れることがあります。
 ※専用アプリは Google Play™ または App Store で「myBeat 心電計」と検索してください。対応する機種や OS に関する情報は当社 HP で公開しています。
 ※専用アプリでは疾病の診断はできません。
 ※専用アプリは新しい OS への対応等のためにアップデートすることがあります。

製造販売業者

ユニオンツール株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-17-1

<http://www.uniontool.co.jp>

E-mail: mybeat-sales@uniontool.co.jp

フリーダイヤル: 0120-67-0672

※受付時間 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 16:30、土・日・祝日及び当社休日を除く

取扱店

Google Play は Google LLC の商標または登録商標またはサービスマークです。
 Bluetooth のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
 App Store は、Apple Inc. の登録商標です。
 myBeat はユニオンツール株式会社の日本における登録商標です。
 ※本リーフレットは 2019 年 11 月のものです。内容について予告なく変更する場合があります。