





JMS血管造影用カテーテル

VESSTRACI™

細径では経験したことのない 操作感と造影性


操作性重視

操作性を重視し作り上げたシャフトです。特殊なナイロン樹脂を使用していますので、体内留置時間が長くなっても操作性が変わりません。特に蛇行血管が多いラディアル、ブラキアルアプローチで確実な操作性を発揮します。



ハイフロー

5Fr.は高い造影性を発揮するために大きな内腔を確保しました。
クリアな造影像はもちろん手押しでの造影時の抵抗を軽減します。



規格表

品 番	形 式	シャフトサイズ	サイドホール	適合ガイドワイヤー	全 長
JX-1400016F00	ジャドキンス右 35	4Fr.	-	0.035 "	1,000mm
JX-1400026F00	ジャドキンス右 40		-		//
JX-1401016F00	ジャドキンス左 35		-		//
JX-1401026F00	ジャドキンス左 40		-		//
JX-1402021F00	ビッグテール 155°		11		1,100mm
JX-1402031F00	ビッグテール 145°		11		//
JX-1402711F00	ビッグテール小児用ストレート		7		800mm
JX-1402751F00	ビッグテール小児用 155°		9		//
JX-1406036F00	ラディアル共用 No.1 40		1		1,100mm
JX-1406126F00	ラディアル共用 No.2 35		1		//
JX-1500015F00	ジャドキンス右 35	5Fr.	-	0.038 "	1,000mm
JX-1500045F00	ジャドキンス右 37.5		-		//
JX-1500025F00	ジャドキンス右 40		-		//
JX-1501015F00	ジャドキンス左 35		-		//
JX-1501045F00	ジャドキンス左 37.5		-		//
JX-1501025F00	ジャドキンス左 40		-		//
JX-1502011F00	ビッグテールストレート		7		1,100mm
JX-1502021F00	ビッグテール 155°		7		//
JX-1502031F00	ビッグテール 145°		7		//
JX-1502021F02	ビッグテール 155°L8		15		//
JX-1502031F02	ビッグテール 145°L8		15		//
JX-1502221F00	ビッグテール 155°ショートアングル		15		//
JX-1506025F00	ラディアル共用 No.2 35		1		1,000mm
JX-1506035F00	ラディアル共用 No.1 40		1		//

○耐圧：1050psi

*上記以外にも幅広く規格を取り揃えております。詳しくは JMS 担当者にお問合せ下さい。

医療機器承認番号：20300BZZ00046000
販 売 名：血管造影用カテーテル
医 療 機 器 分 類：高度管理医療機器（クラスⅣ）
保険医療材料請求分類：中心循環系血管造影用カテーテル（1）一般用



販売元
株式会社 ジェイ・エム・エス
■お問い合わせ先
カスタマーサポートセンター TEL 0120-923-107



製造販売元
フォルテグロウメディカル株式会社
〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647