

吸引カテーテル
 気管カテーテル

娩出時の羊水吸引・小児術後の分泌物吸引などに
 使用するカテーテル


- ◆ カテーテル先端のエッジが丸く、組織を傷つけず、軽くて曲げやすいので操作が簡単。
- ◆ 吸引物をためる筒は2mL単位毎20mLまでのデプスマーク付で確認が容易。

▽補足説明はこちら

- ▶ フレンチサイズについて
- ▶ カラーコードについて



JX-A12



品番	JANコード	カテーテル仕様		キャップカラー	梱包単位	添付文書
		サイズ	長さ			
JX-A08	4987494120147	8F	30cm	薄青	25本×8箱＝200本	🔍
JX-A10	4987494120154	10F	30cm	黒	25本×8箱＝200本	🔍
JX-A12	4987494120161	12F	30cm	白	25本×8箱＝200本	🔍
JX-A1255	4987494109616	12F	55cm	白	25本×8箱＝200本	🔍

一般的名称：吸引キット 販売名：JMS 気管カテーテル 医療機器認証番号：14600BZZ00034000
 滅菌方法：エチレンオキシド滅菌
 製造販売業者：株式会社ジェイ・エム・エス